



鼠抗猫杯状病毒配对单克隆抗体

鼠抗猫杯状病毒配对单克隆抗体参数

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体货号：ml109120

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC,配对株（前者标记，后者划线）

6C2-7G9;6C2-11F4;6C2-11H8;6D6-7G9;6D6-11F4;6D6-11H8;7G9-7G9;7

G9-11F4;7G9-11H8;

【Application】：It can be used in immunochromatography, ELISA, WB, IHC,paired6C2-7G9;6C2-11F4;6C2-11H8;6D6-7G9;6D6-11F4;6D6-11H8;7G9-7G9;7G9-11F4;7G9-11H8;

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

储存：-20℃，避免反复冻融

抗原：猫杯状病毒蛋白，纯度>99.5%，1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com