



2,4,5-三氯苯氧单克隆抗体

2,4,5-三氯苯氧乙酸单克隆抗体参数

中文名称： 2,4,5-三氯苯氧乙酸单克隆抗体

英文名称： Anti-2,4,5-Trichlorophenoxyacetic monoclonal antibody

抗体货号： ml109288

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2a

物理性状： 液体，避免反复冻融

IC₅₀： 3-5ppb

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

蛋白浓度： 7.0mg/ml

有 效 期： 3 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

Elisa 灵敏度： 0.3ppb

www.mlbio.cn

胶体金灵敏度：250ppb，完全消线



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com