



鼠抗犬瘟热病毒配对单克隆抗体

鼠抗犬瘟热病毒配对单克隆抗体参数

规 格： 1mg/支

浓 度： 2-10mg/ml

抗体货号： ml109127

抗体亚型： IgG

特 异 性： 与其他物种没有交叉反应

应 用： 可于免疫层析、ELISA、WB、IHC,配对株号 11A2/3D4 ；

36D9/37C7

纯化方式： 亲和层析纯化，纯度>99%

储 存： -20℃，避免反复冻融

抗 原： 犬瘟热病毒 F ， N 真核表达蛋白，纯度>99.5%，分子量 38KD,
1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com