www.mlbio.cn



鼠抗地西泮单克隆抗体

摘要

地西泮(安定)为白色或类白色的结晶性粉末,无臭,味苦。在乙醇中溶解,在水中几乎不溶。

地西泮(安定)单克隆抗体参数

中文名称: 地西泮(安定)单克隆

英文名称: Diazepam Monoclonal Antibody

抗体货号: ml109360

抗体来源: Balb/c 小鼠

抗体亚型: IgG

www.mlbio.cn

物理性状: 液体,避免反复冻融

ELISA 效价: 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上

IC $_{50}$: 1.2ppb(μ g/Kg)

缓冲液: 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存: -20℃以下

有效期: 3年,避免反复冻融







手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址:上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com