



鼠抗犬腺病毒 1 型配对单克隆抗体

鼠抗犬腺病毒 1 型配对单克隆抗体参数

规 格： 1mg/支

浓 度： 2-10mg/ml

抗体货号： ml109129

抗体亚型： IgG

特 异 性： 与其他物种没有交叉反应

应 用： 可于免疫层析、ELISA、WB、IHC；配对株号 10A2/3D1

纯化方式： 亲和层析纯化，纯度>99%

储 存： -20℃，避免反复冻融

抗 原： 犬腺病毒 1 型，纯度>99.5%， 1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com