


鼠抗左旋咪唑单克隆抗体

摘要

左旋咪唑又名左咪唑、盐酸左旋四咪唑,为苯并咪唑类药物,呈白色或类白色针状结晶或结晶性粉末,无臭,味苦。分子式为 $C_{11}H_{12}N_2S$ 。性微温,味辛、苦; 有小毒。归小肠、肾、肺经。功效驱虫,益气扶正。



鼠抗左旋咪唑单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗左旋咪唑单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-levamisole Monoclonal Antibody

抗体货号：ml109394

抗体来源：Balb/c 小鼠

www.mlbio.cn

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 1.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com