



鼠抗吡唑醚菌酯单克隆抗体

鼠抗吡唑醚菌酯单克隆抗体参数

产品简介

吡唑醚菌酯，化学名称为 N-[2-[[1-(4-氯苯基)吡唑-3-基]氧甲基]苯基]-N-甲氧基氨基甲酸甲酯，化学式为 C₁₉H₁₈ClN₃O₄，白色至浅米色无味结晶体。吡唑醚菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，通过抑制线粒体呼吸作用，最终导致细胞死亡，具有保护、治疗、叶片渗透传导作用。主要用于防治作物上由真菌引起的多种病害，吡唑醚菌酯对小麦白粉病、赤霉病具有较好的防治功效。吡唑醚菌酯除对病原菌有直接作用外，还能诱变许多作物尤其是谷物的生理现象，如提高对氮的吸收，从而促进作物快速生长，提高作物产量，从而达到作物高产的目的。

鼠抗吡唑醚菌酯单克隆抗体,又名吡唑醚菌酯抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上；IC₅₀ 为 2ppb (μg/Kg)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃

www.mlbio.cn

以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com