### www.mlbio.cn



# 鼠抗丙溴磷单克隆抗体

## 鼠抗丙溴磷单克隆抗体参数

#### 产品简介

丙溴磷,分子式为 C11H15BrClO3PS。纯品为淡黄色液体,20℃时,蒸汽压约为 10-5mm 汞柱,折光率 1.5466。能与许多有机溶剂互溶。

### 鼠抗丙溴磷单克隆抗体,又名丙溴磷抗体

特异性强,灵敏度高,可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测,来源于 Balb/c 小鼠 IgG型;物理性状为液体; ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上; IC50 为 10ppb (μg/Kg);缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂; -20℃以下储存,有效期 3 年,避免反复冻融。

# www.mlbio.cn







手机官网

### 企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址:上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com