



鼠抗滴滴涕单克隆抗体

鼠抗滴滴涕单克隆抗体参数

产品简介

滴滴涕化学名为双对氯苯基三氯乙烷,是有机氯类杀虫剂,化学式为 $C_{14}H_9Cl_5$, 为白色晶体,不溶于水,溶于煤油,可制成乳剂,是有效的杀虫剂。为 20 世纪上半叶防止农业病虫害,减轻疟疾伤寒等蚊蝇传播的疾病危害起到了不小的作用。但由于其对环境污染过于严重,很多国家和地区已经禁止使用。世界卫生组织于 2002 年宣布,重新启用滴滴涕用于控制蚊子的繁殖以及预防疟疾,登革热,黄热病等在世界范围的卷土重来。

鼠抗滴滴涕单克隆抗体,又名滴滴涕抗体

特异性强,灵敏度高,可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测,来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型;物理性状为液体;ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上;IC₅₀ 为 0.3ppb ($\mu\text{g/Kg}$);缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂;-20℃以下储存,有效期 3 年,避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com