



鼠抗二甲戊灵单克隆抗体

鼠抗二甲戊灵单克隆抗体参数

产品简介

二甲戊灵属二硝基苯胺类除草剂，分子式为 $C_{13}H_{19}N_3O_4$ ，分子量为 281.3，纯品为橙黄色结晶体。主要抑制分生组织细胞分裂，不影响杂草种子萌发，而是在杂草种子萌发过程中幼芽、茎和根吸收药剂后起作用。

鼠抗二甲戊灵单克隆抗体,又名二甲戊灵抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上； IC_{50} 为 0.3pp($\mu g/Kg$)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃ 以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com