



鼠抗腐霉利单克隆抗体

鼠抗腐霉利单克隆抗体参数

产品简介

高灵敏度腐霉利（procymidone），是新型杀菌剂，属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成，具有保护和治疗的双重作用。原药对大雄鼠急性经口 LD50>7700 毫克/公斤，大鼠急性经皮 LD50>2500 毫克/公斤，在试验条件下无致癌、致畸、致突变作用，对蓝鳃鱼 LC50 (96h)为 10 毫克/升。

鼠抗氟节胺单克隆抗体,又名氟节胺抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上；IC50 为 0.3ppb (μg/Kg)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com