



人糖化血红蛋白，HbA1c 蛋白

人糖化血红蛋白，HbA1c 蛋白参数

货 号： ml109227

来 源： 人，天然提取，标准品级别，校准级别

蛋白纯度： 大于 95%99(SDS-PAGE 电泳)

外 观： 冻干粉

包装规格： 1 mg/瓶

保存条件： 密封避光保存-30±10℃

稳 定 性： 冻融一次复检合格

有 效 期： 2 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com