



鼠抗甲拌磷单克隆抗体

鼠抗甲拌磷单克隆抗体参数

产品简介

甲拌磷，化学名称为 O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯，是一种有机化合物，化学式为 $C_7H_{17}O_2PS_3$ ，无色透明油状液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二甲苯等多数有机溶剂。有剧毒，是一种内吸性杀虫杀螨剂，用于防治刺吸式口器和咀嚼式口器害虫。

鼠抗甲拌磷单克隆抗体,又名甲拌磷抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上； IC_{50} 为 0.6ppb ($\mu g/Kg$)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com