



鼠抗甲基毒死蜱单克隆抗体

鼠抗甲基毒死蜱单克隆抗体参数

产品简介

甲基毒死蜱别名 O,O-二甲基-O-3,5,6-三氯-2-吡啶基硫逐磷酸酯，分子式: $C_7H_7Cl_3NO_3PS$ ，纯品为白色结晶，具有轻微的硫醇味。25℃水中溶解度为 4mg/L，易溶于大多数有机溶剂。是一种广谱的有机磷杀虫剂，通过触杀、胃毒和熏蒸均有效，无内吸性，用于防治贮藏谷物中的害虫和各种叶类作物上的害虫，也可用来防治蚊成虫、蝇类、水生幼虫和卫生害虫。在土壤中无持效性。

鼠抗甲基毒死蜱单克隆抗体,又名甲基毒死蜱抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上；IC₅₀ 为 0.5ppb (μg/Kg)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com