



鼠抗腓菌唑单克隆抗体

鼠抗腓菌唑单克隆抗体参数

产品简介

腓菌唑，外观为浅黄色固体，熔点 63 - 68°C(工业品)，沸点 202 - 208mg/L(25°C)，蒸气 压 0.213mPa(25°C)，水中溶解度 142mg/L(25°C)，溶于一般有机溶剂，酮类、酯类、醇类和芳香烃类为 50 - 100g/L，不溶于脂肪烃类，一般贮存条件下稳定，水溶液暴露于光下分解。

鼠抗腓菌唑单克隆抗体,又名腓菌唑抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上；IC50 为 1ppb (μg/Kg)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20°C 以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com