



鼠抗水胺硫磷单克隆抗体

鼠抗水胺硫磷单克隆抗体参数

产品简介

水胺硫磷 (Isocarbophos) 是一种有机磷杀虫剂, 分子式为 $C_{11}H_{16}NO_4PS$ 。水胺硫磷纯品为无色鳞片状结晶, 能溶于乙醚、苯、丙酮和乙酸乙酯, 不溶于水, 难溶于石油醚, 工业品为茶褐色粘稠的油状液, 放置过程中不断析出结晶, 有效成份含量 85 - 90%, 常温下贮存稳定。

鼠抗水胺硫磷单克隆抗体,又名水胺硫磷抗体

特异性强, 灵敏度高, 可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测, 来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型; 物理性状为液体; ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上; IC₅₀ 为 0.6ppb ($\mu\text{g/Kg}$); 缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂; -20℃以下储存, 有效期 3 年, 避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com