



鼠抗烯酰吗啉单克隆抗体

鼠抗烯酰吗啉单克隆抗体参数

产品简介

烯酰吗啉又名 4-[3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯酸]吗啉，是一种有机物，化学式为 $C_{21}H_{22}ClNO_4$ ，杀菌剂，主要用于防治葡萄等果树上的霜霉病及晚疫病等。

鼠抗烯酰吗啉单克隆抗体,又名烯酰吗啉抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上； IC_{50} 为 0.25ppb ($\mu g/Kg$)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com