



鼠抗异菌脲单克隆抗体

鼠抗异菌脲单克隆抗体参数

产品简介

异菌脲是一种有机物，化学式为 $C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$ ，白色结晶，无味。难溶于水，易溶于丙酮、二甲基甲酰胺等有机溶剂，遇碱分解，无吸湿性，无腐蚀性。

异菌脲是二甲酰亚胺类高效广谱、触杀型杀菌剂。适用于防治多种果树、蔬菜、瓜果类等作物早期落叶病、灰霉病、早疫病等病害。其他名称：扑海因、桑迪恩。

按中国农药毒性分级标准，异菌脲属低毒杀菌剂。

鼠抗异菌脲单克隆抗体,又名异菌脲抗体

特异性强，灵敏度高，可应用于 ELISA、层析、亲和柱检测，来源于 Balb/c 小鼠 IgG 型；物理性状为液体；ELISA 效价为 0.005M PBS 体系下 1:200000 以上；IC₅₀ 为 3ppb ($\mu\text{g/Kg}$)；缓冲液为 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃ 以下储存，有效期 3 年，避免反复冻融。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com