



兔瘟病毒重组 VP60 真核表达蛋白

兔瘟病毒重组 VP60 真核表达蛋白参数

背 景：兔瘟病毒全毒抗原及其重组 VP60 蛋白抗原

简 称：RHDV 与 RHDV-VP60

抗体货号：ml109312

规 格：1mg/瓶

浓 度：1.3mg/ml

ELISA 效价：推荐 ELISA 包被浓度 1:2000，不同体系下效价不同

纯 度：>99%

表达载体：杆状病毒载体

应 用：可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断原料

纯化方式：亲和层析纯化

缓 冲 液：0.01PBS+保护剂

储 存：-20℃，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com