



鼠抗赤藓红单克隆抗体与偶联全抗原

鼠抗赤藓红单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗赤藓红单克隆抗体

英文名称：Rat Anti Erythritum Monoclonal Antibody

抗体货号：ml109502

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

IC₅₀：4ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

胶体金效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

关联产品：**赤藓红偶联全抗原**

赤藓红偶联全抗原参数

中文名称： 赤藓红偶联全抗原

英文名称： Erysipelas-Protein Conjugate

抗原货号： ml109505

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有效期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com