



## 猪圆环 2 型 Cap2 真核表达蛋白

### 猪圆环 2 型 Cap2 真核表达蛋白参数

货 号： ml109323

表达载体： 杆状病毒载体

蛋白浓度： 2mg/ml

蛋白纯度： 大于 95%(SDS-PAGE 电泳)

缓 冲 液： 0.01M PBS, PH 7.4

ELISA 效价： 推荐 ELISA 包被浓度 1 : 2000, 不同体系下效价不同

包装规格： 1 mg

保存条件： 密封避光保存 $-30\pm 10^{\circ}\text{C}$ , 避免反复冻融

稳 定 性： 冻融一次复检合格

有 效 期： 2 年

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**