



猴痘病毒 A29 重组蛋白

猴痘病毒 A29 重组蛋白参数

英文名称：Monkeypox virus A29 homolog recombinant protein

抗体货号：ml109326

抗体来源：真核表达，杆状病毒载体，重组表达

蛋白浓度：2mg/ml

蛋白纯度：大于 95% (SDS-PAGE 电泳)

缓冲液：0.01M PBS, PH 7.4

ELISA 效价：推荐 ELISA 包被浓度 1 : 2000, 不同体系下效价不同

包装规格：1 mg

保存条件：密封避光保存-30±10℃，避免反复冻融

稳定性：冻融一次复检合格

有效期：3 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com