



鸭肝炎表面抗原

鸭肝炎表面抗原参数

背景：HBsAg

简称：HBsAg protein

抗原货号：ml109220

规格：1mg/瓶

浓度：2mg/ml

纯度：>99%

描述：原核表达抗原

应用：可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断原料

纯化方式：亲和层析纯化

缓冲液：0.01PBS+保护剂

储存：-20℃，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com