



保健品及化妆品中苯二氮唑类快速检测卡

保健品及化妆品中苯二氮唑类参数

产品简介

本产品为苯二氮唑类胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测保健品及化妆品中苯二氮唑类残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测保健品及化妆品样本需要约 5 分钟，检测保健品及化妆品的检测限为 100ppb。

检测保健品及化妆品定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

糖皮质激素快速检测卡 雌二醇快速检测卡 雌三醇快速检测卡 己烯雌酚快速检测卡 睾酮快速检测卡 甲基睾酮快速检测卡 苯二氮唑类快速检测卡 地西洋快速检测卡 西地那非快速检测卡 他达拉非快速检测卡 阿伐那非快速检测卡 西布曲明快速检测卡 酚酞快速检测卡 安乃近快速检测卡 甲硝唑快速检测卡 氢氯噻嗪快速检测卡 美洛昔康快速检测卡

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com