



牛传染性鼻气管炎 IBR 重组 G 蛋白抗原

牛传染性鼻气管炎 IBR 重组 G 蛋白抗原参数

英文名称： Recombinan Infectious Bovine Rhinotracheitis Antigen

货 号： ml109300

抗体来源： 真核表达，杆状病毒载体，重组表达

蛋白浓度： 2mg/ml

蛋白纯度： 大于 95%(SDS-PAGE 电泳)

缓 冲 液： 0.01M PBS, PH 7.4

ELISA 效价： 推荐 ELISA 包被浓度 1 : 2000, 不同体系下效价不同

包装规格： 1 mg

保存条件： 密封避光保存-30±10℃，避免反复冻融

稳 定 性： 冻融一次复检合格

有 效 期： 3 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com