



## 花生过敏原 AraH1 抗原

### **花生过敏原 AraH1 抗原参数**

中文名称：花生过敏原 AraH1 抗原

英文名称：Peanut allergen Ara H1 coupling antigen

抗原货号：ml300393

蛋白载体：BSA/OVA

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

胶体金效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度：7.0mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存：-20℃以下

有效期：2 年，避免反复冻融

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**