


鼠抗三唑醇单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

三唑醇无色晶体。外消旋物 A，熔点约 138.2℃，蒸气压 10mPa (90℃)。溶解性 (20℃)：水 62mg/L，二氯甲烷、异丙醇 100 ~ 200g/L，己烷 0.1 ~ 1.0g/L，甲苯 20 ~ 50g/L；外消旋物 B，熔点 133.5℃，蒸气压 20mPa (90℃)。溶解性：水 32mg/L(20℃)，二氯甲烷、异丙醇 100 ~ 200g/L，己烷 0.1 ~ 1.0g/L，甲苯 10 ~ 20g/L。大鼠急性经口 LD50 约 700mg/kg。



鼠抗三唑醇单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗三唑醇单克隆抗体

英文名称：Mouse monoclonal antibody against triadimenol

抗体货号：ml300430

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **三唑酮偶联全抗原**

三唑醇抗原参数

中文名称： 三唑醇抗原

英文名称： Three azole alcohol-Protein Conjugate

抗原货号： ml109199

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com