

www.mlbio.cn

mlbio

山羊抗猪二抗 IgG(H+L)

山羊抗猪二抗参数

中文名称： 山羊抗猪抗体

英文名称： Goat Anti- Pig IgG(h+l)

抗体货号： ml109683

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 效价、特异性质量等同于 Jackson 品牌。

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com