



## 鼠抗人血清白蛋白配对单克隆抗体

### 鼠抗人血清白蛋白配对单克隆抗体参数

规 格： 1mg/支

浓 度： 2-10mg/ml

抗体货号： ml300415

抗体亚型： IgG

特 异 性： 与其他蛋白没有交叉反应

应 用： 可于免疫层析、ELISA、WB、IHC， 配对 3A2/12E4

纯化方式： 亲和层析纯化，纯度>99%

储 存： -20℃，避免反复冻融

抗 原： 人血清白蛋白，纯度>99.5%，分子量 50KD, 1mg/支

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**