

www.mlbio.cn

mlbio

动物疫病中牛结核抗体快速检测卡

检测动物疫病中牛结核抗体参数

产品简介

本产品为牛结核抗体胶体金快速定性检测卡，试纸条，用于定性检测动物疫病中牛结核抗体残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测动物疫病样本需要约 5 分钟。

检测动物疫病定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

布病抗体快速检测卡 小反刍疫抗体快速检测卡 牛结核抗体快速检测卡 口蹄疫 A 型抗体快速检测卡 口蹄疫 O 型抗体快速检测卡 猪蓝耳抗体检测卡 禽流感抗原检测卡 牛包虫病抗体检测卡 猪瘟抗体检测卡 非洲猪瘟抗体检测卡 非洲猪瘟抗原检测卡 猪圆环 II 型抗体检测卡 新城疫抗体检测卡



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com