



抗环丙沙星单克隆抗体

抗环丙沙星单克隆抗体参数

中文名称：抗环丙沙星单克隆抗体

英文名称：Anti-Ciprofloxacin monoclonal antibody

抗体货号：ml109860

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG2a

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

IC₅₀：0.3-0.5ppb

Elisa 灵敏度：0.05ppb

胶体金灵敏度：2ppb, 完全消线

蛋白浓度：8mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com