



磺胺类多残 1(五元环)偶联全抗原

磺胺类多残 1(五元环)偶联全抗原参数

中文名称：磺胺类多残 1(五元环)偶联全抗原

英文名称：Sulfanilamide Residues 1 (five membered ring)-Protein

Conjugate

抗原货号：ml109546

蛋白载体：牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

Conjugate

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

储存条件：-20℃以下

有效期：2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com