



磺胺二甲基嘧啶免疫抗原(免疫完全抗原)

磺胺二甲基嘧啶免疫抗原参数

中文名称：磺胺二甲基嘧啶免疫抗原

英文名称：Sulfadimethylpyrimidine immunogen

抗原货号：ml109478

物理性状：液体或者冻干固体

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

蛋白浓度：3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

纯度：95%以上

有效期：2 年，避免反复冻融

用途：免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com