



抗金黄色葡萄球菌肠毒素单克隆抗体 ABIG

抗金黄色葡萄球菌肠毒素单克隆抗体参数

中文名称： 抗金黄色葡萄球菌肠毒素单克隆抗体 ABIG

英文名称： Staphylococcus aureus enterotoxin monoclonal antibodies

抗体货号： ml300302

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2a

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC50 : 0.3-0.9ppb

胶体金灵敏度： 3ppb, 完全消线

蛋白浓度： 5mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储存条件： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com