



猪蓝耳病毒 GP5 蛋白抗原单克隆抗体

猪蓝耳病毒 GP5 蛋白抗原单克隆抗体参数

中文名称：猪蓝耳病毒 GP5 蛋白抗原单克隆抗体

英文名称：Pig Blue Ear Virus GP5 protein monoclonal antibody

抗体货号：ml300339

规格：1mg/瓶

浓度：2mg/ml

纯度：>99%

描述：细胞培养与基因工程抗原

应用：可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断原料

表达载体：腺病毒载体在酵母细胞中表达

纯化方式：亲和层析纯化

缓冲液：0.01PBS+保护剂

储存：-20℃，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com