



猪流行性腹泻病毒 S 蛋白抗原

猪流行性腹泻病毒 S 蛋白抗原参数

中文名称：猪流行性腹泻病毒 S 蛋白抗原

英文名称：Porcine epidemic diarrhea virus S protein antigen

抗原货号：ml300351

规格：1mg/瓶

浓度：1.1mg/ml

ELISA 效价：推荐 ELISA 包被浓度 1 μ g/ml，不同体系下效价不同

纯度：>99%

描述：基因工程抗原

应用：可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断原料

纯化方式：亲和层析纯化

缓冲液：0.01PBS+保护剂

储存：-20℃，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com