


鼠抗高灵敏度腐霉利单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

高灵敏度腐霉利腐霉利 (procymidone), 是新型杀菌剂, 属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成, 具有保护和治疗的三重作用。原药对大雄鼠急性经口 LD₅₀>7700 毫克/公斤, 大鼠急性经皮 LD₅₀>2500 毫克/公斤, 在试验条件下无致癌、致畸、致突变作用, 对蓝鳃鱼 LC₅₀ (96h)为 10 毫克/升。



鼠抗高灵敏度腐霉利单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗高灵敏度腐霉利单克隆抗体

英文名称： Mouse Anti High sensitivity procymidone Antibody

抗体货号： ml300490

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.3ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **高灵敏度腐霉利偶联全抗原**

高灵敏度腐霉利偶联全抗原参数

中文名称： 高灵敏度腐霉利偶联全抗原

英文名称： High sensitivity procymidone-Protein Conjugate

抗原货号： **XXXX**

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com