



鼠抗艰难梭菌 GDH 配对单克隆抗体

鼠抗艰难梭菌 GDH 配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗艰难梭菌 GDH 配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Clostridium difficile GDH paired monoclonal
antibody

抗体货号：ml300495

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、WB、LF、CLIA、EIA

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

免疫抗原：纯化的艰难梭菌 GDH 抗原

储存：-20℃以下

有效期：5 年,避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com