



鼠抗腺病毒配对单克隆抗体

鼠抗腺病毒配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗腺病毒配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-adenovirus paired monoclonal antibody

抗体货号：ml300512

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

配对抗体：2B10/6D5 2B8/6D5 9B8/6D5 9B8/4B10

储存：-20℃，避免反复冻融

免疫抗原：腺病毒，纯度>99.5%，1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com