



鼠抗登革热病毒(Dengue)配对单克隆抗体

鼠抗登革热病毒(Dengue)配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗登革热病毒(Dengue)配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Dengue virus paired monoclonal antibodies

抗体货号：ml300527

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG2a

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、WB、LF、CLIA、EIA。23A4-11E2; 23A4-32A1,

默认前者标记, 后者包被划线

纯化方式：亲和层析纯化, 纯度>99%

免疫抗原：NS1 真核表达蛋白

储存：-20℃

有效期：5年, 避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com