



鼠抗金黄色葡萄球菌单克隆抗体配对

鼠抗金黄色葡萄球菌单克隆抗体配对参数

中文名称：鼠抗金黄色葡萄球菌单克隆抗体配对

英文名称：Mouse anti-Staphylococcus aureus monoclonal antibody
pairing

抗体货号：ml300531

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、夹心 ELISA、WB、IHC，配对株号 43H4/12A8

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

储存：-20℃，避免反复冻融

抗原：葡萄球菌，纯度>99.5%，1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com