



鼠抗乙型流感 FluB 配对单克隆抗体

鼠抗乙型流感 FluB 配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗乙型流感 FluB 配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-B type influenza virus (FluB)paired monoclonal antibody

抗体货号：ml300537

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种如甲型流感病毒没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC，配对株号 3D8/2D2，默认前者标记后者划线

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

储存：-20℃，避免反复冻融

抗原：乙型流感 NP 核蛋白，纯度>99.5%，1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com