



鼠抗幽门螺杆菌(HP)配对单克隆抗体

鼠抗幽门螺杆菌(HP)配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗幽门螺杆菌(HP)配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Helicobacter pylori (HP) paired monoclonal antibody

抗体货号：ml300538

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

抗体亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

配对抗体：2D4/10D9 2D4/6E12 10D9/6E2 2D4/1C2

储存：-20℃，避免反复冻融

抗原：幽门螺旋杆菌表面抗原 CagA+GroEL，纯度>99.5%，1mg/支

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com