

www.mlbio.cn

mlbio

糖基化多肽抗原抗体蛋白

糖基化服务多肽抗原抗体蛋白参数

中文名称：糖基化多肽抗原抗体蛋白

英文名称：Glycosylated peptide antigen-antibody protein

抗体货号：ml300539

物理性状：液体，避免反复冻融

糖基化位点：N-位点和羧基位点

缓冲液：0.01M PBS PH7.4、可冻干成固体

储存：-20℃

有效期：3年，避免反复冻融



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com