

www.mlbio.cn

mlbio

人心肌钙蛋白 TnI 蛋白

人心肌钙蛋白 TnI 蛋白参数

中文名称： 人心肌钙蛋白 TnI 蛋白

英文名称： Cardiac troponin TnI protein

货号： ml300557

来源： 人，天然提取，标准品级别，校准级别

蛋白纯度： 大于 95%(SDS-PAGE 电泳)

外观： 冻干粉

包装规格： 1mg/瓶

保存条件： 密封避光保存-30±10℃

稳定性： 冻融一次复检合格，有效期两年



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com