


四环素结合蛋白

摘要

四环素是四环素族抗生素中最基本的化合物, 本身及其盐类都是黄色或淡黄色的晶体, 在干燥状态下极为稳定, 除金霉素外, 其他的四环素族的水溶液都相当稳定。四环素族能溶于稀酸、稀碱等, 略溶于水和低级醇, 但不溶于醚及石油醚。



四环素结合蛋白参数

规格：1mg/瓶

ELISA 效价：推荐 ELISA 使用浓度 1 : 2000, 不同体系下效价不同

货号：ml109650

纯 度： >99%

描 述： 293 细胞真核表达，无 HIS 标签

应 用： 可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断

纯化方式： 亲和层析纯化

缓 冲 液： 0.01PBS+保护剂

储 存： -20℃

物理性状： 液体，避免反复冻融

IC₅₀： 1ppb(μg/Kg)

缓 冲 液： .01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有 效 期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **四环素偶联全抗原**

四环素偶联全抗原参数

中文名称： 四环素偶联全抗原

英文名称： Tetracycline-Protein Conjugate

抗原货号： ml109756

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

www.mlbio.cn

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com