


鼠抗 HT-2 毒素单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

HT-2 毒素是来自镰刀菌属的 HT-2 毒素。是 T2 毒素的代谢产物。



鼠抗 HT-2 毒素单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗 HT-2 毒素单克隆抗体

英文名称：Mouse Monoclonal Antibody Against HT-2 Toxin

抗体货号：ml300563

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.6ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：**HT-2 毒素偶联全抗原**

HT-2 毒素偶联全抗原参数

中文名称：HT-2 毒素偶联全抗原

英文名称：HT-2 toxin-Protein Conjugate

抗原货号：**XXXX**

蛋白载体：牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

www.mlbio.cn

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com