



鼠抗破伤风毒素 tetanus toxin 单克隆抗体

鼠抗破伤风毒素单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗破伤风毒素单克隆抗体

英文名称：Monoclonal mouse anti-tetanus toxin

抗体货号：ml300579

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC 50 : 1ppb($\mu\text{g/Kg}$)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com