



鼠抗破伤风配对单克隆抗体

摘要

破伤风类毒素是由破伤风杆菌分泌的一种蛋白质，分子量约为 150kDa。它是一种 A-B 型神经毒素，其中 A 链具有毒性，而 B 链则负责结合受体并促进毒素的进入。

鼠抗破伤风配对单克隆抗体

中文名称：鼠抗破伤风配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-tetanus paired monoclonal antibody

抗体货号：ml300580

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC,配对株（前者标记，后者划线）

8H5-8D10;2C7-8D10;

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

www.mlbio.cn

储 存： -20℃，避免反复冻融

抗原： 破伤风蛋白，纯度>99.5%，1mg/支



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com