



生物素标记兔抗狗抗体 IgG(H+L)

摘要

生物素(Biotin)是含硫水溶性维生素。它与酶蛋白活性部位的某个赖氨酸残基的ε-氨基以酰胺键结合生成ε-N-生物素酰 L-赖氨酸, 亦称生物胞素。生物素是许多需 ATP 的羧化反应中羧基的载体, 羧基暂时与生物素双环系统上的一个氮原子结合, 如在丙酮酸羧化酶催化丙酮酸羧化成草酰乙酸的反应中。

生物素标记兔抗狗抗体 IgG(H+L)参数

中文名称： 生物素标记兔抗狗抗体 IgG(H+L)

英文名称： BIOTIN Polyclonal Rabbit Anti-Dog IgG(h+l)

抗体货号： ml109408

物理性状： 液体, 避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储存： -20℃以下

有效期： 3 年, 避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com